

## トコジラミ対策資材

## トコジラミ誘引調査トラップ 新SenSci(センサイ)

本体+誘引剤：0184005、  
本体のみ：0184006、誘引剤のみ：0184007


ヒト由来の誘引成分を配合したトコジラミ誘引調査トラップ!!



本体



誘引剤



誘引剤セット時

|      |  |
|------|--|
| 商品名  | トコジラミ誘引調査トラップ<br>SenSciセット(12入)                  |
| 有効成分 | ノナール、乳酸、<br>1-オクテン-3-オール、スペアミント油                 |
| 有効範囲 | 90~150cm   |
| 出荷単位 | 本体誘引剤セット：12セット/CS<br>本体のみ：12個/CS<br>誘引剤のみ：12個/CS |

## 調査トラップ ブラックアウト

鵬図在庫有

## ■商品概要

トコジラミが逃げられない素材で出来たトラップ。  
ベッドの下や屋根裏に設置する。  
トコジラミが好む黒色。

## ■サイズ

外径：165mm 内径：110mm  
高さ：27mm

■出荷単位：12個/ICS

商品CD 0000183



## 調査トラップ ベッドバグスライダー

鵬図在庫有

## ■商品概要

マットレスやソファの隙間にはさみ設置するトラップ。  
透明カバーで目視しやすい。

## ■サイズ

縦：51mm 横70mm  
高さ：16mm

■出荷単位：96個/ICS

商品CD 0000180



## 熱処理 スチームクリーナー-SG4/4

## ■商品概要

トコジラミを熱処理する為の  
スチームクリーナー。  
トコジラミを吹き飛ばさない為の  
風量調節や動作中でも水が補充  
できる為、長時間施工し続ける  
事が出来ます。

■出荷単位：1台

商品CD 0004433



## 侵入防止資材 ベッドマット袋

## ■商品概要

トコジラミが付着したマットレスを  
移動・廃棄する時に包む袋。

※おき出して移動させると  
拡散の原因になります。

■出荷単位：100枚/ICS

商品CD 0175001



## 書籍 トコジラミでお困りではありませんか？

鵬図在庫有

## ■商品概要

トコジラミの生態や潜伏場所について写真付きでわかりやすく解説した書籍です。

## ■出版

公益社団法人  
日本ペストコントロール協会

■出荷単位：1冊

商品CD 0008919



## 営業ツール トコジラミ樹脂標本

鵬図在庫有

## ■商品概要

卵、1齢~5齢幼虫、成虫、脱皮殻まで全て実物のトコジラミを使用した標本です。

## ■サイズ

直径57mm×高さ16mm

■出荷単位：1個

商品CD 0000200



## トコジラミ対策薬剤

## コックローチPA

0006499

医薬品



速効性

■商品概要 鵬図在庫有  
ピレスロイド抵抗性害虫対策として、  
メトキサジアゾンを配合。  
隙間に潜むトコジラミ対策として  
隙間用ノズル付き。

■有効成分  
イミプロトリン、メトキサジアゾン

■出荷単位：15本/ICS

## スミスリン粉剤「SES」

0006479

医薬部外品



速効性

■商品概要 鵬図在庫有  
畳やカーペットの裏、床下などに潜む  
ダニ・ノミ・トコジラミ退治に使いやすい  
粉末殺虫剤。

■有効成分  
フェントリン

■出荷単位：30本/ICS

## バルサンまちぶせスプレー

0006194

医薬品



残効性

■商品概要 鵬図在庫有  
残効性に優れたカルバメート系  
トコジラミだけでなくゴキブリにも  
効果を発揮します。

■有効成分  
プロポクスル(カルバメート系)

■出荷単位：24本/ICS

## トコジラミゴキブリアース

0006389

医薬品



速効性

残効性

■商品概要 鵬図在庫有  
・マイクロパウダー配合で長期残効。  
・抵抗性トコジラミにも効く!  
・専用アンテナノズルで狭所や  
高い所にも薬剤が届く。

■有効成分  
イミプロトリン、メトキサジアゾン

■出荷単位：20本/ICS

## 水性サフロチン乳剤「SES」

0006430

医薬品



水性乳剤

残効性

■商品概要 鵬図在庫有  
トコジラミ駆除の定番薬剤。  
臭いも少なく費用対効果が高い。

■有効成分  
プロペタンホス3.0%  
希釈倍率：10倍

■出荷単位：18L×1缶

## サフロチンFL

2kg: 0006541  
18kg: 0006544

医薬品



FL剤

残効性

■商品概要 鵬図在庫有  
オールマイティに使用できる薬剤。

■有効成分  
プロペタンホス3.0%  
希釈倍率：10倍

■出荷単位：2kg×2本  
18kg×1本

## サフロチンMC

鵬図在庫有

医薬品



MC剤

残効性

■商品概要  
匂いが少なく効力の  
高いマイクロカプセル剤。

■有効成分  
プロペタンホス20.0%  
希釈倍率：40~80倍

■出荷単位：2L×2本  
：1L×1本  
(アグリマート1L):0006028  
(アグリマート2L):0006050  
(三井化学2L):0006023

## スミチオンMC「SES」

0006426

医薬品



MC剤

残効性

■商品概要 鵬図在庫有  
有機リン製剤の臭いも少ない  
マイクロカプセル剤。



■有効成分  
フェントロチオン20.0%  
希釈倍率40倍~80倍

■出荷単位：4kg×1本

ダニ対策商品

むしむし探偵団 (ダニ検査キット)

0000160



|         |   |
|---------|---|
| 商品概要    | 「採取～同定～調査報告書」までを一体化した画期的なダニ診断システム対象物に貼ってなでるだけで、生物調査専門の会社が報告書を作成します。 |
| 調査会社    | いきもの研究社   |
| 1キットの内容 | ダニ検査用シート6枚<br>調査項目記入シール6枚   |
| 調査対象物   | 布団、枕、座布団、たたみ、カーペット、ソファー、いす、ぬいぐるみなど                                  |
| 出荷単位    | ×10キット/CS <b>鵬図在庫有</b>  |

ND-03

0006532




医薬部外品

■商品特長

- ・微香性ですが、匂いは短時間で消えます。  
この匂いは有効成分の香りです。
- ・アルコールベースなので短時間で乾き、ベタつきもありません。
- ・タタミ、カーペット、ソファ(布製)、マットレスなどに直接噴霧が可能です。
- ・ノミやイエダニも駆除できます。

(実地試験効果)

試験方法:和室(6畳)にて実施した。フマキラーND-03を用法容量にしたがって畳表に噴霧し、所定日数後、掃除機にて畳上のゴミを吸い取りダニ数を測定した。



|      |   |
|------|---|
| 効果効能 | 屋内塵性ダニ類の増殖抑制及び駆除、イエダニ及びノミの駆除              |
| 有効成分 | フェントリン1%以下                                |
| 用法用量 | 畳、カーペット等の表面から20~30cmの距離から4mL/1㎡の割合で噴霧します。 |
| 用法用量 | 原液で使用                                     |
| 出荷単位 | 2L×2本/CS <b>鵬図在庫有</b>                     |